## Wundbehandlung mit LIGASANO® bei Dekubitus Grad IV

## Patientendaten:

59 Jahre, weiblich, kachektisch, Appallikerin mit Zustand nach ischämischem Insult, wird palliativ versorgt. Mehrere Dekubitalulzera (Trochanter beidseitig, beide Fersen, Sakralbereich, Rücken) trotz druckentlastender Maßnahmen.



**Abb. 1:** Aufnahme vom 19.08.2015, Sakraldekubitus Grad IV



**Abb. 2:** Aufnahme vom 16.09.2015



**Abb. 3:** Aufnahme vom 11.12.2015



**Abb. 4:** Aufnahme vom 18.01.2016

## Verlauf der Wundheilung:

Lösen der ledrig festhaftenden Fibrinbeläge und des nekrotischen Gewebes mit Cuitmed sorbact Gel und LIGSANO® weiß steril 2cm als Primärverband. LIGASANO® gibt der Wunde den nötigen mechanischen Reiz zur Wundreinigung und sorgt für die Ableitung und Aufnahme des Wundsekrets sowie der Zelltrümmer.

Mit LIGASANO® 2cm Wundauflage wird zusätzlich die Druckentlastung auf der Wunde und der umliegenden Hautareale gewährleistet und überschüssige Hautfeuchtigkeit wird durch Luftzirkulation abtransportiert.

Um das hohe Exsudataufkommen während der Reinigungsphase aufnehmen zu können wird durch das Anbringen eines Superabsorbers als Sekundärverband mit anschließender Fixierung durch einen Folienverband gewährleistet. Nach ca. 4 Wochen war es möglich unter der Therapie mit Cuitmed sorbact Gel + LIGASANO® weiß in 2cm Stärke + Superabsorber den Verbandswechsel nun alle 3 Tage durchzuführen (verringerte Belastung in Palliativsituation) und eine deutliche Verbesserung des Wundzustands zu erzielen.

Optimale Wundkonditionierung und beginnende Epithelisierung am 11.12.2015. Wundrand granulierend und deutliche Verkleinerung der Wundfläche bis Januar 2016. Patientin inzwischen verstorben.